

MEDIGAUZ-N

(100% CO COLORE NATURALE)

MAGLIA TUBOLARE ELASTICA IN COTONE NATURALE
 PER SOTTOGESSO E MEDICAZIONE
 STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE A 121°C
 CONFEZIONE SINGOLA IN SCATOLA DISPENSER O CELLOPHANE



Art.220	cm 1,5x20 m	dita mani e piedi*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.221	Cm 2,5x20 m	dita mani e piedi medicati*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.222	cm 4x20 m	dita con stecche*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.223	cm 5x20m	dita con stecche*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.224	cm 6x20 m	arti inferiori bambini, braccia e gambe*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.236	cm 7x20 m	arti inferiori bambini, braccia e gambe*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.225	cm 8x20 m	gambe adulti e capo bambini*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.226	cm 9x20 m	gambe adulti e capo bambini*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.227	cm 10x20 m	gambe e capo*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.228	cm 12x20 m	cosce grandi e capo*	Imballo vendita da 10 p.zi
Art.229	cm 16x20 m	tronco bambini*	Imballo vendita da 5 p.zi
Art.230	cm 22x20 m	tronco adulti P*	Imballo vendita da 5 p.zi
Art.233	cm 25x20 m	maglia a costine tronco adulti M*	Imballo vendita da 5 p.zi
Art.234	cm 30x10 m	maglia a costine tronco adulti L*	Imballo vendita da 5 p.zi
Art.235	cm 35x10 m	maglia a costine tronco adulti XL*	Imballo vendita da 5 p.zi

* Le indicazioni sono fornite a scopo orientativo, sta poi al personale medico/paramedico ad individuare la misura più idonea per il paziente.

Appartenente alla classe I, Direttiva 93/42/CEE - **CE**

MEDICA srl

Via dei Materassai n.1/B – 57121 LIVORNO – Italia

Tel. 0586 444447 - Fax 0586 444044 - www.medicasrl.it - info@medicasrl.it